

圣尔外泌体和蛋白组学 相关试剂盒

上海圣尔生物科技有限公司
021-34122580
www.share-bio.com
上海市闵行区剑川路951号1幢南区615室

请联系销售员

产品名称	产品编号	规格	价格	产品特点
无外泌体血清 (优级)	SB-EV122C	50mL	2100元	品质优异 源自高品质胎牛血清，胎牛血清内源外泌体去除率达97%以上。 质量稳定 严格的质量控制，保证产品批间稳定性。
	SB-EV122D	100mL	3700元	
外泌体专用无血清培养基	SB-EV132	500mL	1406元	效果稳定 高外泌体分泌量以及高活性外泌体。 适用广泛 适用于多种细胞系的培养和外泌体收集。
外泌体保存液 (2x)	SB-EV103	50mL	500元	保存周期久 能够在4°C条件下保存至少6个月。 简单稳定 保存液成分简单，不影响外泌体活性。 适用范围广 液态和冻干均可保存。
外泌体裂解液	SB-EV104	20mL	284元	高效裂解、操作简便 高外泌体分泌量以及高活性外泌体。 适用广泛 适用于多种细胞系的培养和外泌体收集。
外泌体提取试剂盒 (磁珠捕获法)	SB-EV101	1mL	2100元	操作简便 无需超离，仅耗时2 h。 高效稳定 亲和纯化，损失少；适用于微量样本的外泌体提取。 兼容性广 专用于血浆血清样本，也适用于尿液、细胞上清、唾液、脑脊髓液等微量样本。
血浆血清外泌体亲和提取试剂盒	SB-EV102	1mL	4280元	操作简便 需超离，仅耗时2 h。 高效稳定 亲和纯化，损失少；适用于微量样本的外泌体提取。 兼容性广 专用于血浆血清样本，也适用于尿液、细胞上清、唾液、脑脊髓液等微量样本。
外泌体纯化试剂盒 (SEC)	SB-EV111C	20T	1500元	纯度高 杂质蛋白去除率高达99.44%，从源头保障后续研究的准确性。 方便快捷 操作简单，整个操作仅需30 min。 结果稳定 重复性高，实验结果高度吻合。
	SB-EV111D	20T	2700元	
	SB-EV111E	20T	4860元	
外泌体表面修饰试剂盒 (SA)	SB-EV121	20µg	5000元	条件温和 生理条件下即可发生反应。 高效通用 弥补基因工程技术的缺陷，得到无法通过生物表达的功能蛋白。
外泌体定量检测试剂盒 (ELISA法)	SB-EV131	96T	6800元	应用广泛 适用于细胞培养上清、尿液、血清等多种类型样本； 操作简单 仅需1台450 nm 酶标仪，无需其它任何设备； 稳定性、重现性高 为了实现稳定性和再现性，试剂盒使用了CD9/CD81融合蛋白标准品，而非不稳定、难以储存的外泌体本身。 外泌体完整性检测 可用于外泌体完整性快速评估。

产品名称	产品编号	规格	价格	产品特点
蛋白组学前处理试剂盒	SB-EV401	48T	7200元	灵敏度高 对于微量蛋白（5-100μg）也能取充足的蛋白。 重现性、效率高 可操作性强，能够快速制备样品。
磷酸肽蛋白(肽段)提取试剂盒	SB-EV402	5mL	7000元	选择性、回收率高 磷酸化肽段的选择性接近95%生产过程，回收率大于90%。 重现性、富集性高 均相水溶液中可富集磷酸化肽段。
重组胰蛋白酶(质谱级)	SB-EV501C	100μg	320元	无动物源性 生产过程中不使用任何动物源性的原料，无致病物质，无外源性的病毒污染。 纯度高 比活高，宿主蛋白残留小于生物制品限度要求。 质量稳定 批量生产，可保证稳定连续的批次生产。
	SB-EV501D	100μg×10	2600元	
重组赖氨酸内切酶(质谱级)	SB-EV503C	20μ×5	3600元	无动物源性 本产品来源于基因重组，生产过程中不使用任何动物源的原料，无致病物质、无外源性的病毒污染。 稳定性高 严格的质量控制，保证产品批间稳定性。 纯度高 不含其它蛋白酶，无非特异性切割。
	SB-EV503D	20μg×10	6600元	
IdeZ protease(免疫球蛋白G降解酶)	SB-EV504	5000U	4750元	高纯度 可溶性高效表达，宿主蛋白残留低，纯度> 95%； 高稳定性 严格质控，每批产品均经过活性和功能验证，保证产品质量； 高酶活 酶活> 50 U/μl，可以特异性的酶切IgG抗体获得所要的抗体片段； 无动物源性 重组表达，全程未使用任何动物源原料，无外源性病毒污染。
IdeS protease(免疫球蛋白G降解酶)	SB-EV505	5000U	3962元	高纯度 可溶性高效表达，宿主蛋白残留低，纯度> 95%； 高稳定性 严格质控，每批产品均经过活性和功能验证，保证产品质量； 高酶活 酶活> 50 U/μl，可以特异性的酶切IgG抗体获得所要的抗体片段； 无动物源性 重组表达，全程未使用任何动物源原料，无外源性病毒污染。
PNGase F(N-糖酰胺酶F或肽N-糖苷酶 F)	SB-EV506	10000U	938元	高纯度 没有污染蛋白酶或其它糖苷酶，纯度>95%。 质量稳定 严格质控，每批产品均经过活性和功能验证，保证产品质量。 适配性广 不含甘油，酶切体系与HPLC及质谱工作流程环境兼容。
Endo H (糖苷内切酶H)	SB-EV507	10000U	468元	高纯度 没有污染蛋白酶或其它糖苷酶，纯度>95%。 质量稳定 严格质控，每批产品均经过活性和功能验证，保证产品质量。 适配性广 不含甘油，酶切体系与HPLC及质谱工作流程环境兼容。
多肽脱盐小柱	SB-EV701	96个	1920元	经过优化 在最大限度地提高多肽得率和LC-MS兼容性。 方便 易用的离心吸头和离心柱可更快速地纯化多肽。 灵活 装置可以与培养的哺乳动物细胞或组织一起使用。 经过验证 所有的产品均已经过全面的测试，样品也在Thermo Scientific 质谱仪平台上做过进一步分析验证。
C18纳升液相分析柱(含填料)	SB-EV702	75μm×20cm	3000元	重现性高 实现高质量肽和蛋白质分离的能力。 分离效率、选择性强 能够高效分离复杂的低丰度物质、肽图分析、蛋白质鉴定和生物标志物等。
C18纳升液相分析柱(无填料)	SB-EV703	75μm×20cm	580元	重现性高 实现高质量肽和蛋白质分离的能力。 分离效率、选择性强 能够高效分离复杂的低丰度物质、肽图分析、蛋白质鉴定和生物标志物等。