

ShareBio圣尔

产品编号	中文名称	价 格		应 用	检测范围	灵敏度
SB-EQ092	小鼠脂联素(ADPN)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	1.56-100ng/mL	1.56
SB-EQ093	雌三醇(E3)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	General	0.69-500ng/mL	0.69
SB-EQ094	人单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	62.5-4000pg/mL	62.50
SB-EQ095	小鼠S100-A1蛋白检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	0.78-50ng/mL	0.78
SB-EQ096	黄曲霉毒素B1检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	General	0.31-20ng/mL	0.31
SB-EQ097	人白介素18(IL-18)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.31-20ng/mL	0.31
SB-EQ098	人CD14分子(CD14)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.24-15ng/mL	0.24
SB-EQ099	小鼠单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	0.78-50ng/mL	0.78
SB-EQ100	人白介素33(IL-33)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	31.2-2000pg/mL	31.20
SB-EQ101	通用型双氢睾酮(DHT)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	General	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ102	前列腺素E2(PGE2)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	General	0.31-20ng/mL	0.31
SB-EQ103	人血清淀粉样蛋白A(SAA)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	6.25-400ng/mL	6.25
SB-EQ104	人 CD141分子(CD141)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	10.94-7000pg/mL	10.94
SB-EQ105	人 CD63分子(CD63)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.78-50ng/mL	0.78
SB-EQ106	人细胞间粘附分子1(ICAM-1)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.78-50ng/mL	0.78
SB-EQ107	人肿瘤坏死因子β(TNFβ)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	31.25-2000pg/mL	31.25
SB-EQ108	大鼠细胞间粘附分子1(ICAM-1)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Rat	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ109	小鼠细胞间粘附分子1(ICAM-1)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ110	小鼠白介素18(IL18)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ111	人白介素1受体样蛋白1(IL1RL1)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ112	人神经生长因子(NGF)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ113	人Trem样转录因子1(TREML1)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	31.3-2000pg/mL	31.30
SB-EQ114	人抵抗素(RETN)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.39-25ng/mL	0.39
SB-EQ115	小鼠抵抗素(RETN)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	0.625-40ng/mL	0.63
SB-EQ116	人糖抗原 19-9(CA19-9)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	3-200U/mL	3.00
SB-EQ117	人 C-型凝集素域家族2 成员 C(CLEC2C)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	1.56-100ng/mL	1.56
SB-EQ118	人轻肽神经丝蛋白(NEEL)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.03-2.5ng/mL	0.03
SB-EQ119	人甲状腺球蛋白(TG)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	2.4-150ng/mL	2.40

ShareBio

上海圣尔生物科技有限公司

☎ 021-34122580

🌐 www.share-bio.com

📍 上海市闵行区剑川路951号1幢南区615室

请联系销售员：_____

NO·2023圣尔爆款ELISA试剂盒

假一赔十 · 免费检测

产品编号	中文名称	价 格		应 用	检测范围	灵敏度
SB-EQ0001	人白介素6(IL-6)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	3.12-200pg/mL	3.12
SB-EQ002	人脂质运载蛋白2(NGAL)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.156-10ng/mL	0.16
SB-EQ003	人心肌肌钙蛋白I(cTnI)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.156-10ng/ml	0.16
SB-EQ004	人转化生长因子β1(TGFβ1)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.021-15ng/mL	0.02
SB-EQ005	睾酮(Testo)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Universal	0.156-10ng/ml	0.16
SB-EQ006	雌二醇(E2)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Universal	0.31-20ng/mL	0.31
SB-EQ007	人C反应蛋白(CRP)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ008	人干扰素β(IFNβ)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.156-10ng/ml	0.16
SB-EQ009	人肿瘤坏死因子α(TNFα)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ010	人干扰素γ(IFNγ)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ011	人白介素17(IL17)检测试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	1.56-100pg/mL	1.56
SB-EQ012	人鳞状细胞癌抗原(SCCA) ELISA试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	0.31-20ng/mL	0.31
SB-EQ013	人白介素1β(IL1β)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	7.81-500pg/mL	7.81
SB-EQ014	人白介素1α(IL1α)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	3.12-200pg/mL	3.12
SB-EQ015	人白介素2(IL2)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	3.9-250pg/mL	3.90
SB-EQ016	人III型前胶原氨基端原肽(PIIINP)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ017	小鼠白介素10(IL10)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ018	人血管内皮生长因子A(VEGFA)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	31.3-2000pg/mL	31.30
SB-EQ019	小鼠白介素1β(IL1β)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ020	小鼠白介素12(IL12)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ021	小鼠白介素4(IL4)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ022	大鼠白介素6(IL6)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Rat	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ023	人白介素8(IL8)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Human	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ024	大鼠肿瘤坏死因子α(TNFα)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Rat	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ025	大鼠干扰素γ(IFNγ)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Rat	0.156-10ng/mL	0.16
SB-EQ026	小鼠干扰素γ(IFNγ)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Mouse	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ027	大鼠白介素10(IL10)酶联免疫试剂盒	48T/780元	96T/1300元	Rat	15.6-1,000pg/mL	15.60

产品编号	中文名称	价 格	应 用	检测范围	灵敏度
SB-EQ028	小鼠白介素2(IL12)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Mouse	39.06-2500 pg/mL	39.06
SB-EQ029	人胃蛋白酶原III(PGII)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	31.2-2000pg/mL	31.20
SB-EQ030	人胃蛋白酶原I(PGI)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	15.6-1,000pg/mL	15.60
SB-EQ031	人脑源性神经营养因子(BDNF)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	7.8-500pg/mL	7.80
SB-EQ032	人基质金属蛋白酶(MMP9)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	15.6-1,000pg/mL	15.60
SB-EQ033	人脂联素(ADPN)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.62-40ng/mL	0.62
SB-EQ034	人瘦素(LEP)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.15-10ng/mL	0.15
SB-EQ035	小鼠肿瘤坏死因子α(TNFα)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Mouse	31.2-2,000pg/mL	31.20
SB-EQ036	小鼠免疫球蛋白G(IgG)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Mouse	39-2500pg/mL	39.00
SB-EQ037	人基质金属蛋白酶(MMP9)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.11-7ng/mL	0.11
SB-EQ038	人白介素10(IL10)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	3.9-250pg/mL	3.90
SB-EQ039	人胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	31.2-2000pg/mL	31.20
SB-EQ040	小鼠胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	mouse	1.23-100ug/mL	1.23
SB-EQ041	牛胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	bovine	39-2500pg/mL	39.00
SB-EQ042	马胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	horse	1.56-100pg/mL	1.56
SB-EQ043	猪胰岛素(INS)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	pig	0.156-20ng/ml	0.16
SB-EQ044	人胰岛素样生长因子1(IGF1)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	23.4-1500pg/mL	23.40
SB-EQ045	人降钙素原(PCT)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	31.2-2,000pg/mL	31.20
SB-EQ046	前蛋白转化酶枯草溶菌素9(PCSK9)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	39.06-2500 pg/mL	39.06
SB-EQ047	人激肽释放酶3(PSA)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.98-60ng/mL	0.98
SB-EQ048	人氨基端前脑钠素(NT-ProBNP)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	30.9-2,500pg/mL	30.90
SB-EQ049	人白介素4(IL4)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	3.12-200pg/mL	3.12
SB-EQ050	大鼠白介素1β(IL1β)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Rat	0.156-10ng/mL	0.16
SB-EQ051	人S100钙结合蛋白β(S100β)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	31.3-2000pg/mL	31.30
SB-EQ052	人抗缪勒氏管激素(AMH)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.07-5ng/mL	0.07
SB-EQ053	人D-二聚体(D2D)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	31.25-2000ng/mL	31.25
SB-EQ054	小鼠白介素6(IL6)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Mouse	31.25-2000pg/mL	31.25
SB-EQ055	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Universal	0.31-20ng/mL	0.31
SB-EQ056	人促卵泡素(FSH)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	1.8-120ng/mL	1.80
SB-EQ057	人血管性血友病因子(vWF)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.21-14ng/mL	0.21
SB-EQ058	人红细胞生成素(EPO)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	10.9-8000pg/mL	10.90
SB-EQ059	总前列腺特异性抗原(PSA)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.93-60ng/mL	0.93

产品编号	中文名称	价 格	应 用	检测范围	灵敏度
SB-EQ060	抑制素B(INHB)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.16-450ng/mL	0.16
SB-EQ061	人白蛋白(ALB)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	39.06-2500 ng/mL	39.06
SB-EQ062	孕酮(PG)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Universal	1.56-100ng/mL	1.56
SB-EQ063	促甲状腺素(TSH)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.31-20ng/mL	0.31
SB-EQ064	人生长分化因子15(GDF15)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.16-10ng/mL	0.16
SB-EQ065	人白介素12(IL12)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	31.3-2000pg/mL	31.30
SB-EQ066	人白介素22(IL22)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	15.6-1,000pg/mL	15.60
SB-EQ067	人结合珠蛋白(Hpt)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.08-5ng/mL	0.08
SB-EQ068	人基质金属蛋白酶3(MMP3)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.23-15ng/mL	0.23
SB-EQ069	游离甲状腺素(T4)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	General	1.56-100ng/mL	1.56
SB-EQ070	人干扰素诱导T-细胞α亚族趋化剂(ITαC)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	1.56-102ng/mL	1.56
SB-EQ071	人白介5素(IL-5)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	46.8-3000pg/mL	46.80
SB-EQ072	人基质金属蛋白酶8(MMP8)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.39-25ng/mL	0.39
SB-EQ073	人干扰素γ诱导单核因子(MIg)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.07-5ng/mL	0.07
SB-EQ074	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂3(Cys-C)酶联免疫试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.07-5ng/mL	0.07
SB-EQ075	人半乳糖凝集素1(GAL1)(人半乳糖凝集素1(GAL1)检测试剂盒)	48T/780元 96T/1300元	Human	1.56-100ng/mL	1.56
SB-EQ076	人生长激素(GH)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	78.1-5000pg/mL	78.10
SB-EQ077	人干扰素诱导T细胞α亚族趋化因子(I-TAC/CXCL11)酶联免疫吸附测定试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.11-7ng/mL	0.11
SB-EQ078	人血清淀粉样蛋白A4(SAA4)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.78-50ng/mL	0.78
SB-EQ079	小鼠白介素17A(IL17A)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Mouse	0.39-25ng/mL	0.39
SB-EQ080	猪瘦素(LEP)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	pig	15.6-1000pg/mL	15.60
SB-EQ081	人轻链铁蛋白(FTL)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	1.56-100ng/mL	1.56
SB-EQ082	人半乳糖凝集素3(GAL3)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.39-25ng/mL	0.39
SB-EQ083	小鼠白介素1α(IL1α)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Mouse	0.18-6ng/mL	0.18
SB-EQ084	环磷酸腺苷(cAMP)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	General	0.156-10ng/mL	0.16
SB-EQ085	人糖抗原125(CA125)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	1.56-100U/mL	1.56
SB-EQ086	人转铁蛋白(TF)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.5-32ng/ml	0.50
SB-EQ087	人β-2微球蛋白(β-2M)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.5-32ng/ml	0.50
SB-EQ088	皮质醇(Cor)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	General	18.75-1200 ng/mL	18.75
SB-EQ089	人髓过氧化物酶(MPO)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.8-250ng/mL	0.80
SB-EQ090	组织蛋白酶B(CTSB)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.16-10ng/mL	0.16
SB-EQ091	细胞程序性死亡蛋白1配体1(PDL1)检测试剂盒	48T/780元 96T/1300元	Human	0.16-11ng/mL	0.16