

圣尔生物基础培养基系列产品

**编码** SB-R017**名称** PBS (细胞培养级)**规格** 500 ml**价格** ¥40元**缓冲液种类** PBS**特点及应用** 磷酸缓冲盐溶液 (PBS, 细胞培养级 Phosphate-Buffered Saline) 是最常用的缓冲溶液之一, pH 值为 7.2-7.4, 该试剂经过滤除菌, 常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。该试剂为 1×工作液, 可以直接使用。**产品组成** 主要由 NaCl、KCl、Na₂HPO₄、KH₂PO₄ 组成, 不含 Ca²⁺、Mg²⁺**编码** SB-R018**名称** PBS (细胞培养级)**规格** 500 ml**价格** ¥10元**缓冲液种类** PBS**特点及应用** 磷酸缓冲盐溶液 (PBS, 细胞培养级 Phosphate-Buffered Saline) 是最常用的缓冲溶液之一, pH 值为 7.2-7.4, 该试剂经过滤除菌, 常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。该试剂为 1×工作液, 可以直接使用。**产品组成** 主要由 NaCl、KCl、Na₂HPO₄、KH₂PO₄ 组成, 不含 Ca²⁺、Mg²⁺**编码** SB-C002**名称** 高糖DMEM**规格** 500 ml**价格** ¥40元**培养基种类** DMEM**特点及应用** DMEM高糖培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞。可用于多种哺乳动物原代细胞的培养, 例如原代成纤维细胞、神经细胞、神经胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞等, 也可以用于一些细胞系的培养, 例如Hela、293、Cos-7及PC-12等。**产品组成** 本产品含有:D-葡萄糖(4500 mg/L)、酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠
不含有:HEPES、双抗。**编码** SB-C003**名称** 1640培养基**规格** 500 ml**价格** ¥40元**培养基种类** RPMI1640**特点及应用** RPMI1640培养基广泛应用于各种正常细胞和癌细胞的培养, 尤其是悬浮细胞的培养。像K-562、HL-60、Jurkat、Daudi、IM-9等成淋巴细胞、T细胞淋巴瘤细胞以及HCT-15上皮细胞等均可参考使用。**产品组成** 本产品含有:D-葡萄糖、酚红、L-谷氨酰胺。
不含有:丙酮酸钠、HEPES

编码 SB-C100

名称 MEM

规格 500 ml

价格 ¥66元

培养基种类 MEM

特点及应用 MEM培养基(Minimum Essential Medium),即最低必需培养基,是动物细胞培养中最常用的基础培养基之一。MEM培养基仅含有12种必需氨基酸、8种维生素及基础无机盐,营养成分简单,主要用于贴壁细胞的培养,经过配方修订后也可用于其他类型细胞培养。

产品组成 本产品含有:L-谷氨酰胺、酚红、葡萄糖(1000mg/L)
不含有:丙酮酸钠、HEPES、双抗

编码 SB-C200

名称 MEM α

规格 500 ml

价格 ¥66元

培养基种类 MEM α

特点及应用 与MEM培养基相比, MEM α 培养基添加了丙酮酸钠、硫辛酸、维生素B12、生物素、抗坏血酸等成分,广泛应用于各种哺乳动物悬浮和贴壁细胞的培养。

产品组成 本产品含有:L-谷氨酰胺、丙酮酸钠
不含有:核糖核苷酸、脱氧核糖核苷酸、酚红、HEPES

编码 SB-C300

名称 DMEM/F12

规格 500 ml

价格 ¥66元

培养基种类 DMEM/F12

特点及应用 DMEM/F-12培养基用于支持很多不同种类的哺乳动物细胞生长。已在DMEM/F-12中成功培养的细胞包括MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞及大鼠成纤维细胞。

产品组成 本产品含有:L-谷氨酰胺、酚红、HEPES
不含有:双抗

编码 SB-C400

名称 F12

规格 500 ml

价格 ¥66元

培养基种类 F12

特点及应用 Ham's F-12营养混合物含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、微量元素,但不含蛋白质、脂类与任何生长因子,常作为无血清培养的基础培养液。用于CHO细胞的无血清单细胞铺板与低血清含量下的单细胞培养和克隆化培养,添加血清后也适用于癌细胞和原代细胞的培养,如大鼠肝细胞、软骨细胞和大鼠前列腺上皮细胞、软骨细胞、大鼠成肌细胞、鸡胚胎细胞等。

产品组成 本产品含有:L-谷氨酰胺、酚红、葡萄糖(1000mg/L)
不含有:丙酮酸钠、HEPES、双抗

请联系销售员:



销售微信



微信公众号

ShareBio

上海圣尔生物科技有限公司

021-34122580

www.share-bio.com

上海市闵行区剑川路951号1幢南区615室